

Immunologische Zellanalysen

Abnahme-Datum	Abnahme-Zeit	Arztnummer

Arzt-Suchernr. Tel. Station Nachbestellung von Auftragsformularen

<input type="checkbox"/> 10 Stück	<input type="checkbox"/> 50 Stück
<input type="checkbox"/> 20 Stück	

Rechnung an:

Patient

Auftraggeber

Drittzahler

externe Referenznummer

Patienten-Etikette oder Patienten-Angaben

Name: _____

Vorname: _____

Geschlecht: _____

Geburtsdatum: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Befundkopie an:

Diagnostische Fragestellung:

Markierung



Richtig

Falsch

EDTA

EDTA (nativ)

Apheresat (EDTA)

Einsendercode
Auftraggeber

Leukozytenpopulationen

Lymphozyten

- T-Zellen (CD3, CD4, CD8, CD4/CD8)
- B-Zellen (CD19)
- NK-Zellen (CD56, CD16)

Zellen

- B-Zellen (CD19)
- B-Zellen (CD20)
- Switched memory B-Zellen (CD19, CD27, IgD)

NK-Zellen

- NK-Zellen (CD56, CD16)
- Aktivierte NK-Zellen (CD3, CD16, CD56, CD25)

T-Zellen spezial

- Klonalanalyse (TCR Vb)
- CD4 Sézary (CD7, CD26)
- CD8 Sézary (CD7, CD26)

T-Zellen

- T-Zellen (CD3)
- Helfer T-Zellen, Th (CD4)
- zytotoxische T-Zellen, Tc (CD8)

- T-Zellen (CD3)
- Helfer T-Zellen, Th (CD4)
- zytotoxische T-Zellen, Tc (CD8)

- Aktivierte T-Zellen (CD3, CD25)
- Aktivierte Th T-Zellen (CD3, CD4, CD25)
- Aktivierte Tc T-Zellen (CD3, CD8, CD25)
- Aktivierte T-Zellen (CD3, CD38, HLA-DR)
- Aktivierte Th T-Zellen (CD3, CD4, CD38, HLA-DR)
- Aktivierte Tc T-Zellen (CD3, CD8, CD38, HLA-DR)
- Naive Th T-Zellen (CD3, CD4, CD45RA, CD62L)
- Naive Tc T-Zellen (CD3, CD8, CD45RA, CD62L)
- memory Th T-Zellen (CD3, CD4, CD45RO)
- memory Tc T-Zellen (CD3, CD8, CD45RO)
- regulatorische T-Zellen (CD3, CD4, CD25, CD127)

Bitte jedes
Röhrchen
nach
Blutentnahme
5 mal
sorgfältig
kippen!

Stammzellen

- Hämatopoetische Stammzellen (CD34)
- Hämatopoetische Stammzellen (CD34)

Bitte beachten!

- EDTA-Blutproben nicht im Kühlschrank aufbewahren!
- EDTA-Blutprobe (ca. 3 ml) muss innert 12 Stunden nach Entnahme bei uns im Labor eintreffen (Expressversand)!
- Bronchiallavage (ca. 30 ml) muss schnellstmöglich nach Entnahme bei uns im Labor eintreffen (Expresskurier und bis zum Versand bei 2-8°C lagern)
- Stammzellbestimmung nur nach Absprache!
- Apheresat-Probe muss schnellstmöglich nach Entnahme bei uns im Labor eintreffen (Expresskurier)!

Wichtig

- Am Freitag muss die EDTA-Blutprobe vor 15 Uhr im Labor eintreffen!
- Am Freitag muss die Bronchiallavage vor 12 Uhr im Labor eintreffen!

Labornummer

